
Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 02. Februar 2021 -
Bundesanzeiger Nr. vom 23. Februar 2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 03 Applikationshilfen

Positionsnummer: 03. 29. 01. 1027

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 02. Februar 2021 -
Bundesanzeiger Nr. vom 23. Februar 2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 03 Applikationshilfen

Positionsnummer: 03. 29. 02. 0019

Bezeichnung: NovoPen Echo® Plus; Art. -Nrn.: PZN: 14412373 (blau) und 14412396 (rot)

Hersteller: Novo Nordisk A/S

Konstruktionsmerkmale: Injektionsgerät zur Applikation von Insulin mit Display.

Abmessung (LxD):	164 mm x 16 mm
Gewicht:	52 g
Betriebsdauer Pen:	3 Jahre Garantie
Batterie:	3 V Lithiumbatterie, nicht wechselbar
Insulinstärke:	U 100
Reservoirarten:	Penfill® Patrone 3,0 ml
Einsatzbereich:	Insulin-Therapie
Ausschüttungsauflösung:	0,5 IE/Klick
Anzeige:	0,5 - 30
max. Dosis/Injektion:	30 IE
Sicherheitssystem:	Sperre bei Arzneimittel/Dosisdifferenz
Lieferumfang:	1 x NovoPen Echo® Plus 1 x Aufbewahrungsmäppchen 1 x Bedienungsanleitung 1 x Kurzanleitung

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 02. Februar 2021 -
Bundesanzeiger Nr. vom 23. Februar 2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 03 Applikationshilfen

Positionsnummer: 03. 29. 12. 0042

Bezeichnung: Intrafix® SafeSet Typ Flush; Art.-Nr.: 4110000

Hersteller: B. Braun Melsungen AG

Konstruktionsmerkmale: Infusionsgeräte mit automatischer Belüftung, mit Rückschlagventil,
1800 mm lang, mit Einstechdorn, für die Druck- und
Schwerkraftinfusionen.

Zusammensetzung: Tropfkammer mit Einstechdorn und Flüssig-
keitsfilter 15 µm, AirStop-Membran, Rück-
schlagventil, Rollenklammer (orange), Luer-
Lock-Konnektor, PUR-Schlauch

Gesamtlänge: 1800 mm

Gewicht: 35 g

Lieferumfang: 1 x komplett montiertes Infusionssystem

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 02. Februar 2021 -
Bundesanzeiger Nr. vom 23. Februar 2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 03 Applikationshilfen

Positionsnummer: 03. 29. 12. 0043

Bezeichnung: ProSet Intrafix® SafeSet, Art. -Nr. : 4188136

Hersteller: B. Braun Melsungen AG

Konstruktionsmerkmale: Überleitsystem zur Druck- und Schwerkraftapplikation
Material: PVC, DEHP-frei
Schlauchlänge: 1800 mm + Verbindungsschlauch 150 mm
Durchmesser: Innen: 3,0 mm
 Außen: 4,1 mm
Zusammensetzung: Tropfkammer mit Spike, Rollklemme orange, Rück-
 schlagventil AirStop-Membran, 3-Wege Hahn, Luer-
Lock-Konnector und Verbindungsschlauch
Gewicht: 38 g
Pumpen: -
Lieferumfang: komplett montiertes Überleitsystem

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 02. Februar 2021 -
Bundesanzeiger Nr. vom 23. Februar 2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 03 Applikationshilfen

Positionsnummer: 03. 29. 12. 0044

Bezeichnung: ProSet Intrafix® Primeline, Art.-Nr.: 4182111

Hersteller: B. Braun Melsungen AG

Konstruktionsmerkmale: Überleitsystem zur Druck- und Schwerkraftapplikation
Material: PVC, DEHP-frei
Schlauchlänge: 1800 mm + Verbindungsschlauch 150 mm
Durchmesser: Innen: 3,0 mm
 Außen: 4,1 mm
Zusammensetzung: Tropfkammer mit Spike, Rollklemme orange, Rück-
 schlagventil AirStop-Membran, 3-Wege Hahn, Luer-
Lock-Konnector und Verbindungsschlauch
Gewicht: 38 g
Pumpen: -
Lieferumfang: komplett montiertes Überleitsystem

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 02. Februar 2021 -
Bundesanzeiger Nr. vom 23. Februar 2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 03 Applikationshilfen

Positionsnummer: 03. 29. 12. 3001

Bezeichnung: Intrafi x® Primeline Flush; Art. -Nr.: 4110001

Hersteller: B. Braun Melsungen AG

Konstruktionsmerkmale: Sekundärleitung mit Einstechdorn für die Druck- und
Schwerkraftinfusion

Zusammensetzung: Tropfkammer mit Einstechdorn und Flüssig-
keitsfilter 15 µm, Klemme und Luer-
Lock-Konnektor, PUR-Schl auch

Gesamtlänge: 350 mm

Gewicht: 10 g

Lieferumfang: 1 x komplett montierte Sekundärleitung

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 02. Februar 2021 -
Bundesanzeiger Nr. vom 23. Februar 2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 03 Applikationshilfen

Positionsnummer: 03. 36. 06. 2044

Bezeichnung: Infusomat® plus Line; Art. -Nr.: 8700370

Hersteller: B. Braun Melsungen AG

Konstruktionsmerkmale: Pumpenüberleitsystem zur Verwendung bei Infusomat Pumpen.
Zusammensetzung: Cross Spike und Multiadapter, PVC Schlauchsystem,
Tropfkammer, Rollenklemme, Pumpsegment mit Anti Free Flow Clamp,
Zusprietz- und Absperrmöglichkeit ENFit, ENFit-Konnektor
Gesamtlänge: 3300 mm / 2200 mm
Durchmesser: 3,0 mm Innen
 4,1 mm Außen
Gewicht: 63 g
Material: DEHP frei

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 02. Februar 2021 -
Bundesanzeiger Nr. vom 23. Februar 2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 03 Applikationshilfen

Positionsnummer: 03. 36. 06. 2045

Bezeichnung: Infusomat® plus Line; Art. -Nr.: 8700400

Hersteller: B. Braun Melsungen AG

Konstruktionsmerkmale: Pumpenüberleitsystem zur Verwendung bei Infusomat Pumpen.
Zusammensetzung: Cross Spike, PVC Schlauchsystem, Tropfkammer,
Rollenklemme, Pumpsegment mit Anti Free Flow Clamp, Zuspitz- und
Absperrmöglichkeit ENFit, ENFit-Konnektor
Gesamtlänge: 3300 mm / 2200 mm
Durchmesser: 3,0 mm Innen
 4,1 mm Außen
Gewicht: 53 g
Material: DEHP frei

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 02. Februar 2021 -
Bundesanzeiger Nr. vom 23. Februar 2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 03 Applikationshilfen

Positionsnummer: 03. 36. 06. 3009

Bezeichnung: Compat® Standard / P7000+ Combi 1,5L; Art.-Nr.: 12298541

Hersteller: Cedi c s. r. l.

Konstruktionsmerkmale: Überleitgerät für enterale Ernährungspumpen Compat® Standard und P7000+, mit ENFit-Konnektoren und integriertem Leerbeutel.

Zusammensetzung: 1500 ml Ernährungsbeutel, Tropfkammer, Schlauch, Pumpsegment, Rollenklammer, ENFit-Zusprietzschenkel, ENFit-Konnektor

Abmessungen Beutel:

Höhe: 326 mm

Tiefe: 0,4 mm

Breite: 190 mm

Abmessungen Schlauch:

Gesamtlänge: 2300 mm

Durchmesser: 3,00 mm Innen

4,15 mm Außen

Gewicht: 74,99 g

Filter: - µm

Material: EVA, PVC, Silikon, DEHP-frei

Lieferumfang: komplett montiertes Überleitsystem

Compat® Standard/ P7000+ Combi 1.5L

Art.-Nrn.: 12298541

VPE = 30 Stück

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 02. Februar 2021 -
Bundesanzeiger Nr. vom 23. Februar 2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 03 Applikationshilfen

Positionsnummer: 03. 36. 06. 3013

Bezeichnung: Infusomat® plus Line; Art. -Nr.: 8700380

Hersteller: B. Braun Melsungen AG

Konstruktionsmerkmale: Pumpenüberleitsystem zur Verwendung bei Infusomat Pumpen.
Zusammensetzung: Ernährungsbeutel 1000 ml, PVC Schlauchsystem,
Tropfkammer, Rollenklemme, Pumpsegment mit Anti Free Flow Clamp,
Zusprietz- und Absperrmöglichkeit ENFit, ENFit-Konnektor
Gesamtlänge: 2600 mm / 1500 mm
Durchmesser: 3,0 mm Innen
 4,1 mm Außen
Gewicht: 88 g
Material: DEHP frei

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 02. Februar 2021 -
Bundesanzeiger Nr. vom 23. Februar 2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 03 Applikationshilfen

Positionsnummer: 03. 99. 01. 2002

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 02. Februar 2021 -
Bundesanzeiger Nr. vom 23. Februar 2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 03 Applikationshilfen

Positionsnummer: 03. 99. 01. 2003

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 02. Februar 2021 -
Bundesanzeiger Nr. vom 23. Februar 2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 03 Applikationshilfen

Positionsnummer: 03. 99. 01. 2004

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 02. Februar 2021 -
Bundesanzeiger Nr. vom 23. Februar 2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 03 Applikationshilfen

Positionsnummer: 03. 99. 03. 0001

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 02. Februar 2021 -
Bundesanzeiger Nr. vom 23. Februar 2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 03 Applikationshilfen

Positionsnummer: 03. 99. 13. 3001

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 02. Februar 2021 -
Bundesanzeiger Nr. vom 23. Februar 2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 03 Applikationshilfen

Positionsnummer: 03. 99. 13. 3002

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 02. Februar 2021 -
Bundesanzeiger Nr. vom 23. Februar 2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 04 Bade- und Duschhilfen

Positionsnummer: 04. 40. 03. 0015

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 02. Februar 2021 -
Bundesanzeiger Nr. vom 23. Februar 2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 07 Blindenhilfsmittel

Positionsnummer: 07. 50. 01. 1001

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: Josef Kellerer Tel eskopstock-Produktion

Konstruktionsmerkmale: Produkt wurde umgruppiert, neue Pos. -Nr 07. 50. 01. 2003

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 02. Februar 2021 -
Bundesanzeiger Nr. vom 23. Februar 2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 07 Blindenhilfsmittel

Positionsnummer: 07. 50. 01. 1002

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: Josef Kellerer Tel eskopstock-Produktion

Konstruktionsmerkmale: Produkt wurde umgruppiert, neue Pos.-Nr 07.50.01.2007

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 02. Februar 2021 -
Bundesanzeiger Nr. vom 23. Februar 2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 07 Blindenhilfsmittel

Positionsnummer: 07. 50. 01. 1003

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: Josef Kellerer Tel eskopstock-Produktion

Konstruktionsmerkmale: Produkt wurde umgruppiert, neue Pos.-Nr 07.50.01.2004

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 02. Februar 2021 -
Bundesanzeiger Nr. vom 23. Februar 2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 07 Blindenhilfsmittel

Positionsnummer: 07. 50. 01. 1004

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: Josef Kellerer Tel eskopstock-Produktion

Konstruktionsmerkmale: Produkt wurde umgruppiert, neue Pos.-Nr 07.50.01.2005

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 02. Februar 2021 -
Bundesanzeiger Nr. vom 23. Februar 2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 07 Blindenhilfsmittel

Positionsnummer: 07. 50. 01. 1005

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: Josef Kellerer Tel eskopstock-Produktion

Konstruktionsmerkmale: Produkt wurde umgruppiert, neue Pos. -Nr 07. 50. 01. 2006

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 02. Februar 2021 -
Bundesanzeiger Nr. vom 23. Februar 2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 07 Blindenhilfsmittel

Positionsnummer: 07. 50. 01. 1006

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: Josef Kellerer Tel eskopstock-Produktion

Konstruktionsmerkmale: Produkt wurde umgruppiert, neue Pos.-Nr 07.50.01.2008

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 02. Februar 2021 -
Bundesanzeiger Nr. vom 23. Februar 2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 07 Blindenhilfsmittel

Positionsnummer: 07. 50. 01. 1007

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: Comde-Derenda GmbH

Konstruktionsmerkmale: Produkt wurde umgruppiert, neue Pos.-Nr 07.50.01.2010

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 02. Februar 2021 -
Bundesanzeiger Nr. vom 23. Februar 2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 07 Blindenhilfsmittel

Positionsnummer: 07. 50. 01. 1008

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: Comde-Derenda GmbH

Konstruktionsmerkmale: Produkt wurde umgruppiert, neue Pos.-Nr 07.50.01.2011

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 02. Februar 2021 -
Bundesanzeiger Nr. vom 23. Februar 2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 07 Blindenhilfsmittel

Positionsnummer: 07. 50. 01. 1009

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: Comde-Derenda GmbH

Konstruktionsmerkmale: Produkt wurde umgruppiert, neue Pos. -Nr 07. 50. 01. 3009

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 02. Februar 2021 -
Bundesanzeiger Nr. vom 23. Februar 2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 07 Blindenhilfsmittel

Positionsnummer: 07. 50. 01. 1010

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: Comde-Derenda GmbH

Konstruktionsmerkmale: Produkt wurde umgruppiert, neue Pos. -Nr 07. 50. 01. 3008

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 02. Februar 2021 -
Bundesanzeiger Nr. vom 23. Februar 2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 07 Blindenhilfsmittel

Positionsnummer: 07. 50. 01. 1011

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: Comde-Derenda GmbH

Konstruktionsmerkmale: Produkt wurde umgruppiert, neue Pos. -Nr 07. 50. 01. 3007

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 02. Februar 2021 -
Bundesanzeiger Nr. vom 23. Februar 2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 07 Blindenhilfsmittel

Positionsnummer: 07. 50. 01. 1012

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: Comde-Derenda GmbH

Konstruktionsmerkmale: Produkt wurde umgruppiert, neue Pos.-Nr 07. 50. 01. 3002

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 02. Februar 2021 -
Bundesanzeiger Nr. vom 23. Februar 2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 07 Blindenhilfsmittel

Positionsnummer: 07. 50. 01. 1013

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: Comde-Derenda GmbH

Konstruktionsmerkmale: Produkt wurde umgruppi ert, neue Pos. -Nr 07. 50. 01. 3003

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 02. Februar 2021 -
Bundesanzeiger Nr. vom 23. Februar 2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 07 Blindenhilfsmittel

Positionsnummer: 07. 50. 01. 1014

Bezeichnung: Dürener Bl indenstock, Art. -Nrn. FS-L-0, FS-L-32, FS-L-40, FS-L-S

Hersteller: Rurtalwerkstätten Lebenshilfe Düren gemei nnützi ge GmbH

Konstruktionsmerkmale: 4-tei l i g e r Fal tstock.

Abmessung Stock (DxL): 18 mm x 1370 mm

Abmessung Stock (DxL): k. A. (maxi mal)

Abmessung Gri ff (DxL): k. A.

Gesamtgewi cht: 290 g

Unterstockgewi cht: k. A.

Rohrmateri al : Al umi ni uml egi erung

Gri ffmateri al : Naturkork

Spit zen: ohne Tastspi tze

Lieferumfang: 1 x Dürener Bl indenstock

1 x Gebrauchsanwei sung i n Schwarz-
schri ft

1 x USB-Sti ck mi t der Audi o-Datei

Eintrag am: 15.01.2008

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 02. Februar 2021 -
Bundesanzeiger Nr. vom 23. Februar 2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 07 Blindenhilfsmittel

Positionsnummer: 07. 50. 01. 1015

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: Rurtalwerkstätten Lebenshilfe Düren gemeinnützige GmbH

Konstruktionsmerkmale: Produkt wurde umgruppiert, neue Pos.-Nr 07.50.01.2009

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 02. Februar 2021 -
Bundesanzeiger Nr. vom 23. Februar 2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 07 Blindenhilfsmittel

Positionsnummer: 07. 50. 01. 1017

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: Comde-Derenda GmbH

Konstruktionsmerkmale: Produkt wurde umgruppiert, neue Pos.-Nr 07. 50. 01. 3004

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 02. Februar 2021 -
Bundesanzeiger Nr. vom 23. Februar 2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 07 Blindenhilfsmittel

Positionsnummer: 07. 50. 01. 1018

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: Comde-Derenda GmbH

Konstruktionsmerkmale: Produkt wurde umgruppiert, neue Pos. -Nr 07. 50. 01. 3005

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 02. Februar 2021 -
Bundesanzeiger Nr. vom 23. Februar 2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 07 Blindenhilfsmittel

Positionsnummer: 07. 50. 01. 1019

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: Comde-Derenda GmbH

Konstruktionsmerkmale: Produkt wurde umgruppiert, neue Pos.-Nr 07. 50. 01. 3006

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 02. Februar 2021 -
Bundesanzeiger Nr. vom 23. Februar 2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 07 Blindenhilfsmittel

Positionsnummer: 07. 50. 01. 1020

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: Comde-Derenda GmbH

Konstruktionsmerkmale: Produkt wurde umgruppiert, neue Pos.-Nr 07. 50. 01. 3010

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 02. Februar 2021 -
Bundesanzeiger Nr. vom 23. Februar 2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 07 Blindenhilfsmittel

Positionsnummer: 07. 99. 02. 2001

Bezeichnung: Beo 1 Modell 2020

Hersteller: BeTa Hilfen für Sehgeschädigte GmbH

Konstruktionsmerkmale: Bei dem BEO 1-System handelt es sich um ein vorkonfiguriertes offenes System zur Schriftumwandlung welches aus einer zentralen Steuereinheit (dem Rechner) mit entsprechender Software zur Texterkennung und Sprachausgabe besteht. Die Bedienung erfolgt über Standard-MF2-Tastatur mit Blindenkennzeichnung bzw. eine numerische Tastatur welche mit dem Gerät verbunden ist. Die fototechnischen Aufnahme gedruckter Textvorlagen wird über einen, mit der Steuereinheit verbundenen Scanner vorgenommen. Die Ausgabe erfolgt über zwei externe Breitband-Lautsprecher, deren Lautstärke stufenlos über ein eingebautes Potentiometer geregelt werden können. Die Sprachausgabe erfolgt bei dem Gerät in synthetischer oder digitalisierter deutscher Sprachausgabe.

Im BEO 1 stehen dem Benutzer folgende Funktionen zur Verfügung,

- Ansage der Tastenfunktionen (Tastenbeschreibungsmodus)
- Aufruf eines "Menüs"
- "Durchblättern" und Anwahl der Menüpunkte
- Starten des Ein- und Vorlesevorgangs
- Bewegungen im Text (wort-, satz-, absatz- oder zeilenweise)
- Verändern von Grundstimme, Sprachmelodie und Sprechgeschwindigkeit
- Umschalten zwischen Spalten- und Tabellenlesen
- Kontrastwahl (Abschalten der automatischen Kontrastanpassung)
- Speichern der eingestellten Parameter
- Beenden des Programms mit Schlussansage bzw. Abmelden
- Die Gesamt-Speicherkapazität reicht für mehr als 500.000 Seiten.
- Unterscheidung zwischen Normal-, Fett- und Kursivdruck sowie Unterstreichungen mit Zuordnungsmöglichkeit unterschiedlicher

Stimm-

Merkmale

- Speichern eigener Parametersätze
- Verändern des Einlesemodus (z. B. erst scannen, später erkennen, zum Einlesen umfangreicher Texte wie Bücher; Einlesen im Hintergrund während des Vorlesens)
- Umschalten auf "Schreibmaschinen- oder Nadeldruck" bei schlechter Druckqualität
- Abschalten der automatischen Seitenlage-Erkennung

Scanner:

- Auflösung: min. 1200 x 1200 dpi

Produktgruppe 07 Blindenhilfsmittel

Positionsnummer: 07.99.02.2001

Bezeichnung: Beo 1 Modell 2020

- Ausstattungfarbe: keine
- Geschwindigkeit: 20 Sekunden für eine DIN A4-Seite
- Scan-Richtung: bidirektional
- Seitenausrichtung: automatisch, bis zu 30° Schräglage werden erkannt,
- Vorlagengröße: bis DIN A4
- Vorlagenlayout: ein-/mehrspaltig, Hoch-/Querformat
- Schriftgröße: 6 bis 30 Punkte
- Schriftart: alle gedruckten lateinischen Schriftarten,
- automatische Erkennung von Punktmatrixdruck und Telefaxen Zeichenerkennung
- aktuellste Version der OCR-Software Omnipage
- Speicherkapazität: 500 GB, Speicherinhalt bleibt auch nach dem Ausschalten des Gerätes erhalten
- Parameter: Kontrast und Spalten können manuell eingegeben werden

Sprachausgabe:

- Modi: Text vorlesen, satzweise, wortweise, buchstabenweise, vorwärts und rückwärts wählbar, Steuermöglichkeit zum Lesen einzelner Dokumente, Absätze und Sprung zum Textanfang und Textende
- Aussprache: -
- Parameter: -
- Sprachen: Deutsch

Tastatur: deutsche MF2-Tastatur für Computer mit USB-Anschluss

Lautsprecher: externe Breitband-Lautsprecher, Lautstärke stufenlos regelbar

Kopfhörer: Buchse für 3,5 mm Klinenstecker

Abmessungen (HxBxT): 370 mm x 176 mm x 430 mm

Gewicht: ca. 6500 g komplett

Lieferumfang:

- 1 x BEO 1-System
- 1 x Bedienungsanleitung in Schwarzschrift + Audio (mp3 Format)
- Sonderzubehör: 1 x Kopfhörer

Eintrag am: 15.09.2007

Geändert am: 10.12.2020

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 02. Februar 2021 -
Bundesanzeiger Nr. vom 23. Februar 2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 11 Hilfsmittel gegen Dekubitus

Positionsnummer: 11. 11. 01. 3063

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 02. Februar 2021 -
Bundesanzeiger Nr. vom 23. Februar 2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 11 Hilfsmittel gegen Dekubitus

Positionsnummer: 11. 11. 01. 3064

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 02. Februar 2021 -
Bundesanzeiger Nr. vom 23. Februar 2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 11 Hilfsmittel gegen Dekubitus

Positionsnummer: 11. 11. 05. 0035

Bezeichnung: heel up; Art. -Nrn.: 70030, 70031, 70032, 70033; heel up FIX Medium +3X Inlay,
Art. -Nr.: 70076; heel up FIX Long +3X Inlay, Art. -Nr.: 70077

Hersteller: Levabo ApS

Konstruktionsmerkmale: Typ: Fersenentlastungskissen (umschließt den ganzen Fuß)
Artikelnummer: 72001, 72007, 72002, 72018, 70076, 70077
Wirkprinzip: Lagerung durch Positionierung, Freilagerung

Größe : 18 cm x 32 cm x 25 cm (Short)
 18 cm x 39 cm x 25 cm (Medium)
 18 cm x 48 cm x 25 cm (Long)
 18 cm x 50 cm x 25 cm (Max)
 35 cm x 50 cm (Inlay, bei allen Größen 3x incl.)

Gewicht: ca. 80 - 115 g (je nach Größe)

Material: 100 % PE

Reinigung: bis 65°C waschbar,
 desinfizierbar

Wiedereinsatz: Möglich nach Aufarbeitung

Einsatzgebiet: Einsetzbar zur Dekubitusprophylaxe durch
 Lagerung, Positionunterstützung, Freilagerung

Lieferumfang: 1 x Kissen
 1 x Blasrohr
 1 x Ventil-Set
 1 x Gebrauchsanweisung

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 02. Februar 2021 -
Bundesanzeiger Nr. vom 23. Februar 2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 11 Hilfsmittel gegen Dekubitus

Positionsnummer: 11. 29. 08. 2006

Bezeichnung: nagomi AS-M001

Hersteller: H I V I X C O . , L t d

Konstruktionsmerkmale: Beschreibung / Aufbau / Wirkprinzip:
Luftgefülltes Antidekubitus-Wechseldrucksystem nach dem Funktionsprinzip der intermittierenden Entlastung des Auflagedrucks beim Patienten. Es wird als Matratzenersatzsystem verwendet. Wechseldruckmatratze und Aggregat sind durch Versorgungsschläuche miteinander verbunden. Die Wechseldruckmatratze besteht aus insgesamt 26 Luftkammern

Durch die Regelmäßigkeit des Aggregates werden die Luftkammern alternierend be- und entlüftet. Dadurch werden die unterschiedlichen Körperbereiche abwechselnd druckentlastet. Zudem kommt es zu einer Anpassung der Wechseldruckmatratze an die Körperkonturen mit daraus resultierender Verteilung des Körpergewichtes und Verteilung des Auflagedruckes. Der Fülldruck kann manuell an das Patientengewicht bzw. die momentane Belastungssituation angepasst werden. Eine automatische Nachregulierung passt bei wechselnder Belastungssituation (z. B. Positionswechsel) den Druck selbstständig an.

Einsatzbereich / Indikation gemäß Herstellerangabe:
Behandlung und Prophylaxe von Druckgeschwüren und Dekubitus.

Ausschlusskriterien / Kontraindikationen gemäß Herstellerangabe:
Laut Herstellerangabe bei Patienten mit Wirbelsäulenfraktur.

Randbedingungen für Einsatz gemäß Herstellerangabe:
keine

Artikelnummer:	AS-M001
Größe Matratze:	200 cm x 90 cm x 15 cm
Gewicht der Matratze:	6,9 kg
Größe des Steuergerätes:	14 cm x 29 cm x 32 cm
Gewicht Steuergerät:	2,5 kg
Einstellmöglichkeiten:	Automatikkfunktion, Stattkfunktion, Wechseldruck- zyklus, Reha Modus
Optischer Alarm:	Druck, Stromausfall, Batteriewechsel
Akustischer Alarm:	Druck, Stromausfall, Systemfehler
Sonstige Ausstattung:	Schnellentlüftung
Anzahl der Luftzellen:	26

Produktgruppe 11 Hilfsmittel gegen Dekubitus

Positionsnummer: 11. 29. 08. 2006

Bezeichnung: nagomi AS-M001

Anzahl der statischen Kopfzellen:	3
Material der Matratze:	Polyurethan (Luftkammern)
Bezeichnung des Bezuges:	-
Material des Bezuges:	Polyurethan
Min. Patientengewicht:	40 kg
Max. Patientengewicht:	200 kg
Betriebslautstärke:	27 dB(A)
Lieferumfang:	1. Steuergerät incl. Netzanschlußkabel und Schlauchleitungen 2. Wechseldruckmatratzensystem inkl. Schaumstoffunterlage 3. Bezug gemäß o.g. Spezifikation gemäß Herstellerangabe nach Aufarbeitung möglich
Wiedereinsatz:	
Wartungen:	alle 24 Monate

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 02. Februar 2021 -
Bundesanzeiger Nr. vom 23. Februar 2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 11 Hilfsmittel gegen Dekubitus

Positionsnummer: 11. 39. 02. 1020

Bezeichnung: Anti dekubiti tussi tzki ssen GELSEAT

Hersteller: Funke-Medi cal AG

Konstruktionsmerkmale: Beschreibung / Aufbau / Wirkprinzip:
Zwei schichtiges Kissen aus Schaumstoff und Schaumstoff-Gel touch
(extrudiertes Gel polymer) und PU-Gürtel mit integriertem Gel pad. Das
Produkt ist von einem Bezug mit einem Abstandsgewebe umgeben.

Einsatzbereich / Indikation gemäß Herstellerangabe:
Das Sitzkissen dient zur Dekubitusprophylaxe und zur Therapie.

Kontraindikation gemäß Herstellerangabe:
Laut Herstellerangaben keine Kontraindikationen aufgeführt.

Randbedingungen für Einsatz gemäß Herstellerangabe:
Keine weiteren Angaben.

Art. -Nrn. : G-SEAT 3840, G-SEAT 4146, G-SEAT 4242,
G-SEAT 4244, G-SEAT 4246, G-SEAT 4252,
G-SEAT 4542, G-SEAT 4546, G-SEAT 4651,
G-SEAT 4042, G-SEAT 4842, G-SEAT 4844,
G-SEAT 4846, G-SEAT 5144, G-SEAT 5146,
G-SEAT 5252, G-SEAT 4040, G-SEAT 4146,
G-SEAT 4240, G-SEAT 4544, G-SEAT 5042,
G-SEAT 5144

Größe der Kissen: 38 x 40 x 8 cm
38 x 40 x 8 cm
40 x 40 x 8 cm
42 x 40 x 8 cm
50 x 42 x 8 cm
41 x 46 x 8 cm
42 x 42 x 8 cm
42 x 44 x 8 cm
42 x 46 x 8 cm
42 x 52 x 8 cm
45 x 52 x 8 cm
45 x 44 x 8 cm
45 x 46 x 8 cm
46 x 51 x 8 cm
40 x 42 x 8 cm
48 x 42 x 8 cm
48 x 44 x 8 cm
48 x 46 x 8 cm

Produktgruppe 11 Hilfsmittel gegen Dekubitus

Positionsnummer: 11. 39. 02. 1020

Bezeichnung: Anti dekubi tussi tzki ssen GELSEAT
51 x 44 x 8 cm
51 x 46 x 8 cm
52 x 52 x 8 cm
Gewicht des Kissens: ca. 1,6 kg
Material Kissens: HR-Schaumstoff (Unterplatte), Gel touch-
Schaum (Oberplatte), PU-beschi chtetes PES-
Trägermaterial mit integri ertem Gel pad
Bezeichnung Bezug: Bezug
Material Bezug: Polyester, Polyurethan, Nylon
Min. Patientengewicht: 20 kg
Max. Patientengewicht: 120 kg
Lieferumfang: 1. Sitzkissen gemäß o. g. Spezi fi kati on
2. Sitzkissenbezug
Widerei nsatz: mögl i ch
Wartungen: wartungsfrei

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 02. Februar 2021 -
Bundesanzeiger Nr. vom 23. Februar 2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	12 Hilfsmittel bei Tracheostoma und Laryngektomie	
Positionsnummer:	12. 24. 01. 0031	
Bezeichnung:	TRACOE Larynx Silikonkurzkanülen REF 580, 581, 582 und 583	
Hersteller:	TRACOE medical GmbH	
Konstruktionsmerkmale:	Artikel :	Silikonkanüle ohne Innenkanüle
	Material :	Silikon
	Farbe:	Schild transparent, Rohr transparent
	Mit 20 mm Konnektor:	REF 580, REF 581, REF 582, REF 583
	gefenstert:	REF 581, REF 583
	ungefenstert:	REF 580, REF 582
	Größe:	8, 9, 10, 12
	Länge:	36 mm, 53 mm
	Durchmesser:	Außen: von 12 mm bis 17 mm Innen: von 9,5 mm bis 13,5 mm
	Wiederaufarbeitung:	nicht möglich
	Lieferumfang:	Kurzkanüle ohne Innenkanüle Gebrauchsanweisung
	Sonstiges:	Mehrfacheinsatz bei einem Patienten
	Eintrag am:	07.04.2010

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 02. Februar 2021 -
Bundesanzeiger Nr. vom 23. Februar 2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 12 Hilfsmittel bei Tracheostoma und Laryngektomie

Positionsnummer: 12. 24. 05. 0033

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 02. Februar 2021 -
Bundesanzeiger Nr. vom 23. Februar 2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 31. 8030

Bezeichnung: Slip Maxi XL, Art. -Nr. 711026

Hersteller: SCA Hygiene Products AB

Konstruktionsmerkmale: Inkontinenzwindelhose mit hoher Saugleistung
- Flüssigkeitsaufnahme: 1879,49 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 5,54 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe: 0,08 g
- ABL-Wert gemäß DIN 13222: 1172,0 g
- Umfanggröße nach Herstellerangaben: 120 cm bis 160 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 02. Februar 2021 -
Bundesanzeiger Nr. vom 23. Februar 2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18. 50. 04. 0163

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 02. Februar 2021 -
Bundesanzeiger Nr. vom 23. Februar 2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18. 99. 12. 0003

Bezeichnung: Yomper +; Art. -Nrn.: YPA0037, YPA0039, YPA0012, YPA0014 / YPA0015

Hersteller: S. A. R. L. ACEKARE

Konstruktionsmerkmale: Bei dem Yomper + handelt es sich um ein Rollstuhl-Antriebssystem welches unterhalb der Sitzfläche von manuellen Rollstühlen mittig befestigt wird und das selbstständige manuelle Rollstuhlfahren unterstützen soll. Die Antriebseinheit wird via Bluetooth über die Steuereinheit die am Oberschenkel des Rollstuhlfahrers mittels Gut befestigt wird, gesteuert.

Das Antriebssystem wird durch 2-faches Drücken der Schaltfläche aktiviert.

Durch Betätigen der Vorwärtspfeiltaste nimmt der Antrieb Fahrt auf; durch Betätigen der Rückwärtspfeiltaste wird das Tempo verlangsamt, wobei jeweils 5 Geschwindigkeitsstufen zur Verfügung stehen. Durch 1-faches Drücken der Schaltfläche wird das System deaktiviert.

Das Lenken und Abbremsen des Rollstuhls erfolgt über dessen Greifreifen.

Insbesondere beim Abbremsen entwickelt sich aufgrund der Reibung zwischen Hand und Greifreifen (vor allem bei jenen aus Kunststoff) Wärme. Der Hersteller empfiehlt daher, beim Betrieb des Yomper + geeignete Handschuhe zu tragen, um eine Blasenbildung an den Händen zu vermeiden.

Der Yomper + kann an handelsüblichen Starr- und Faltrahmenrollstühlen montiert werden. Das Gesamtgewicht liegt bei 6,0 kg für die Antriebseinheit und die Maximalreichweite bei derzeit ca. 18 bis 27 km. Die mit der Yomper + Antriebseinheit zu erreichende Geschwindigkeit ist für das angemeldete Modell auf 6 km/h begrenzt. Wird dieser Wert (beispielsweise bei Fahrten an Gefällen) überschritten, schaltet die Antriebseinheit in den Leerlauf. So muss die Geschwindigkeit dann mit den Greifreifen reduziert werden.

Die Antriebseinheit schaltet sich automatisch wieder zu, sobald der Rollstuhl auf eine Geschwindigkeit unterhalb der zuvor gefahrenen/ eingestellten Geschwindigkeit fällt.

Aktive Rollstuhlfahrer können die Antriebseinheit des Yomper + beim Sitzen im Rollstuhl selbst anbringen. Alternativ kann die Antriebseinheit zuerst am Rollstuhl angebracht werden, während der Fahrer später zusteigt. Ebenso kann das Anbringen durch eine Hilfsperson erfolgen.

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18. 99. 12. 0003

Bezeichnung: Yomper +; Art.-Nrn.: YPA0037, YPA0039, YPA0012, YPA0014 / YPA0015

Antriebs einheit:

Abmessungen(HxBxT): 375 mm x 150 mm x 349 mm

Gewicht: 4,8 kg Antriebs einheit

0,7 kg Befestigung

1,2 kg Batterie

Bedieneinheit: 250 g

Halterung Quer-/Achsrohr: 700 g

Nutzergewicht: max. 150 kg

Steigfähigkeit: - %

Motor-Nennleistung: 250 W

Motor-Spannung: 24 V

Betriebsspannung: 24 V

Geschwindigkeit: 6 km/h

Reichweite: ca. 18 - 27 km je nach Untergrund,
Anwendergewicht und gewähltem Akku

Ladezeit: ca. 6 Stunden

Akku-Pack (Antriebs einheit)

Akku-Zellen: 24 V; 10 Ah, Lithium-Ionen-Akku,
ausfallsicher, wartungsfrei

Akkuleistung: - Wh

Lieferumfang des Yomper +, Art.-Nrn.: YPA0037, YPA0039, YPA0012,
YPA0014/YPA0015:

- 1 x Yomper + Antriebseinheit mit integriertem Akkupack und Batterieschlüssel
- 1 x Achsrohrklappen
- 1 x Ladegerät
- 1 x Steuereinheit
- 1 x Anti rutschpad bei Beinmontage
- 1 x Anti rutschpad bei Rohrmontage
- 1 x USB-Kabel als Lade- und Anschlusskabel
- 1 x Beimgurt
- 1 x Halterungsset für das Rollstuhlquerrohr zur Nutzung an Faltrahmenrollstühlen
- 1 x Werkzeug
- 1 x Halterungsset für das Rollstuhlquerrohr zur Nutzung an Starrrahmenrollstühlen
- 1 x Abstandshalter für Starrrahmen
- 1 x Gebrauchsanweisung

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 02. Februar 2021 -
Bundesanzeiger Nr. vom 23. Februar 2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 29 Stomaartikel

Positionsnummer: 29.26.01.0025

Bezeichnung: Dansac-Duo Soft Plus, geschlossener Beutel, Art.-Nrn. 505-36 - 505-55

Hersteller: Hollister Incorporated und Dansac GmbH

Konstruktionsmerkmale: Kolostomiebeutel mit Filter, zur Anbringung an Basisplatte
durch Rastring, beidseitigem Vlies, hautfarben, in den Ring-größen
36, 43, 55 mm.

Art.-Nrn.: 505-36, 505-43, 505-55

Das Produkt wird nicht mehr hergestellt/vertrieben.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 02. Februar 2021 -
Bundesanzeiger Nr. vom 23. Februar 2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 29 Stomaartikel

Positionsnummer: 29. 26. 02. 3044

Bezeichnung: Dansac NovaLife 1 GX+ offen, Midi convex, Art.-Nrn. 9510-20, -24, -25, -30,
-35, -37, -40, -46

Hersteller: Dansac A/S

Konstruktionsmerkmale: Ausstreifbeutel mit gewölbter Hautschutzplatte als Klebefläche,
beidseitiges, hautfarbenes Vlies, Sichtfenster, Aktivkohlefilter,
Lochgrößen von 10 - 46 mm ausschneidbar oder 25 und 35
vorgestanzt, klammerloser Verschluss, Beutelvolumen ca. 350/380
oder 400 ml.

Das Produkt wird nicht mehr hergestellt/vertrieben.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 02. Februar 2021 -
Bundesanzeiger Nr. vom 23. Februar 2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 29 Stomaartikel

Positionsnummer: 29. 26. 04. 1065

Bezeichnung: Dansac NovaLife 2 Mini , Ausstreifbeutel , hautfarben u. transparent, Art.-Nrn.
1319-36, -43, -55; 1320-36, -43,

Hersteller: Hollister Incorporated und Dansac GmbH

Konstruktionsmerkmale: Ausstreifbeutel für eine zweiteilige Versorgung mit 36 mm, 43 mm
Rastring, hautfarben oder transparent, teilweise mit beidseitigem
Vlies, Filter, Beutelgröße medi von 320 ml/350 ml, mit klammerlosem
Verschluss.

Das Produkt wird nicht mehr hergestellt/vertrieben.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 02. Februar 2021 -
Bundesanzeiger Nr. vom 23. Februar 2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 31 Schuhe

Positionsnummer: 31. 03. 08. 0025

Bezeichnung: Konfektionierte Schutzschuhe für Diabetiker; Art.-Nrn.: 209997, 259897,
259895, 259871, 259881, 259877, 259885, 209995, 209971, 209981, 209977, 209985

Hersteller: GANTER Shoes GmbH

Konstruktionsmerkmale: Geschlossene Spezialschuhe für Diabetiker, bestehend aus geschlossenen Schuhschäften aus Leder, Klettverschlusssystemen, weichem nahtfreiem Innenfutter, rutschsicherer, rigider abroll erleichternde Sohle, verlängerter stabiler Fersenkappe, Laschen und Schaftrand gepolstert.
Die Schuhe bieten ausreichend Platz für diabetesadaptierte Fußbettungen.

Größen der Männerschuhe (Karl-Ludwig): 6 - 13 Weiten K, L, M

Größen Frauenschuhe (Karl a-Luise): 3 - 9,5 Weiten K, L, m

Art.-Nrn.: 209997, 259897, 259895, 259871, 259881, 259877, 259885,
209995,
209971, 209981, 209977, 209985

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 02. Februar 2021 -
Bundesanzeiger Nr. vom 23. Februar 2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 32 Therapeutische Bewegungsgeräte

Positionsnummer: 32. 29. 01. 0012

Bezeichnung: Arm- und Beintrainer movanimo easy plus, Art.-Nr. 27916

Hersteller: Kinetec S.A., Zone Industrielle

Konstruktionsmerkmale: Fremdkraftbetriebener Arm- und Beintrainer zur Anwendung sitzend aus einem Stuhl oder Rollstuhl heraus, mit stufenloser Verstellung des Pedalradius, wahlweiser Umschaltung der Drehrichtung nach voreingestellter Zeitdauer, Einstieghilfe zum Einlegen der Beine in die Fußschalen in der untersten Stellung, Steuerung der Gerätefunktionen durch Bedienterminal mit 7"-Display am höhenverstellbarem Handgriff. Die Armtrainingseinheit kann bei Nichtgebrauch um die vertikale Achse aus dem Oberkörperbereich des Anwenders geschwenkt werden, der Haltegriff steht dann für das Beintraining zur Verfügung, für Transportzwecke ist das Gerät mit Laufrollen ausgestattet, Unterschenkelfixierung, Unterarmauflagen und Handgelenkmanschetten sind optional erhältlich.

Länge:	66 cm
Breite:	68 cm
Höhe:	103 cm – 113 cm
Pedalradius:	Beintrainer 1 cm – 10 cm, Armtrainer 7,5 cm
Fußschalenabstand:	18 cm
Drehzahl:	1 - 60 U/min (passiv)
Einstellbares Motordrehmoment:	Beintrainer 2 – 8 Nm, Armtrainer 2 – 6 Nm
Stromversorgung:	100 - 240 V AC / 50-60 Hz
Leistungsaufnahme:	max. 150 VA
Schutzart:	IP 20
Schutzklasse:	II
Gewicht:	35 kg

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 02. Februar 2021 -
Bundesanzeiger Nr. vom 23. Februar 2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 99 Verschiedenes

Positionsnummer: 99. 99. 03. 0001

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt